

Coordonnées institut

**FORMULAIRE D'INFORMATION
ET DE CONSENTEMENT
SOIN ESTHETIQUE
PHOTODEPILATION
POUR POILS FONCES
PAR LUMIERE PULSEE
EUROFEEDBACK**

Coordonnées clients

Nom : Prénom :

Sexe : H F Date de naissance :

Adresse :

E-Mail..... Téléphone :

(*Voir encadré en fin de document concernant vos données personnelles)

1. INFORMATIONS

But et déroulement du soin :

Les appareils IPL Eurofeedback émettent un faisceau de lumière absorbé par le pigment brun (mélanine) de la tige du poil et de sa racine. Ce faisceau de lumière est transformé en chaleur, ce qui entraîne la destruction d'environ 20% des papilles folliculaires à chaque séance.

Plusieurs séances sont nécessaires pour réduire fortement la pilosité. Selon l'expérience acquise sur les différents modèles d'appareils Eurofeedback, on estime qu'il faut 5 à 8 séances, espacées de 2 mois ½ à 3 mois selon la zone à flasher, et ceci afin de réduire de plus de 90% une pilosité brune sur une peau claire. Les poils restants seront plus fins, plus clairs et plus clairsemés. Il est impératif de respecter les délais entre les séances (10 à 14 semaines en fonction des zones)

Les soins de photodépilation par lumière pulsée sont des actes à visée esthétique destinés aussi bien aux hommes qu'aux femmes et réalisables sur toutes les parties du corps, sauf le bas des sourcils. Ces techniques sont bien adaptées pour les peaux saines de phototype 1 à 4.

Les papilles détruites au fil des séances de lumière pulsée ne créeront plus de poils. Par contre, des changements hormonaux peuvent stimuler la pousse de nouveaux poils (puberté, grossesse et allaitement, pré-ménopause...) ainsi que certains traitements médicamenteux, les produits androgènes et les anabolisants. Dans ce cas, des séances d'entretien pourront être proposées.

Ces méthodes ne permettent pas de réduire efficacement les poils blonds et roux. Elles ne permettent pas non plus de détruire les duvets ni les poils blancs dépourvus de mélanine.

Les résultats peuvent différer d'une personne à l'autre. Quelques cas exceptionnels peuvent ne pas réagir à la lumière pulsée. Vous ne devez en aucun cas traiter une pilosité excessive et anormale comme l'hirsutisme et l'hypertrichose qui sont liées à des maladies. En cas de doute, demandez un avis médical.

Contre-indications :

- En cas de traitements médicamenteux autre que Paracétamol, aspirine ou pilule, demander un certificat médical de non contre-indication à la lumière pulsée (certains médicaments peuvent être photosensibles à la lumière).
- Epilepsie
- Pacemaker (piles) ou équivalents, défibrillateur interne
- Application d'huiles essentielles, prise de produit auto-bronzant, activateur de bronzage, douche auto-bronzante, moins de 7 jours avant le soin
- Application de produits à base d'agrumes (y compris gel douche), de produits parfumés, avec alcool avant le soin (y compris crème, parfum, lotion après rasage)
- Exposition au soleil et aux rayons UV, moins de 4 semaines avant le soin et une semaine après
- Zones comportant des tatouages, des taches suspectes ou des maladies de peaux (boutons, inflammations, grains de beauté, Naevus, mélanomes, psoriasis, herpès...).
- **En cas de doute, demander un avis médical.**

Principe de précautions :

- Pas de soin sur les femmes enceintes ou qui allaitent
- Une opératrice enceinte de plus de 4 mois ne réalise pas non plus de soins IPL sans tablier opaque.

Consignes avant la séance :

- Ne pas s'exposer au soleil et aux rayons UV, 4 semaines avant le soin.
- Arrêter l'épilation à la cire ou à la pince ainsi que la décoloration au moins 1 mois avant la séance.
- Le client peut se raser régulièrement entre 2 séances (tondeuse ou ciseaux pour le visage des femmes) après avoir évalué la pilosité restante sur la peau les 4 premières semaines qui suivent la séance.
- Idéalement, la zone à flasher doit être rasée par le client 2 jours avant la séance.
- Si besoin, raser avant la séance les poils oubliés sur la zone à flasher.
- Nettoyer les zones à flasher (*aucun résidu de poil ne doit rester sur la peau*)
- Masquer les grains de beauté et les tatouages avec un crayon blanc.
- Un gel de contact transparent d'une température d'environ 5°C est appliqué de préférence sur une zone réduite à pour conserver le gel à basse température pendant le soin.
- Le port de lunettes de protection adaptées est obligatoire pendant la séance (coquilles de protection oculaire type UV sans vitres pour le soin du visage).
- **Un flash-test est effectué**, selon le protocole enseigné en formation pour évaluer le ressenti du client et la réaction de la peau aux paramètres sélectionnés. Les paramètres sélectionnés seront efficaces si le client ressent l'impact de la lumière sur la racine des poils lors des flashes (comme un coup d'élastique) sans que la peau ne réagisse. La réaction de la peau au flash-test sera vérifiée entre :
 - 10 minutes et 24 heures après pour le phototype 1
 - 1 heures et 24 heures pour les phototypes 2.
 - 3 heures et 24 heures pour les phototypes 3
 - 12 heures et 24 heures pour les phototypes 4

Aucun picotement résiduel, sensibilité de la peau sur la zone, ne doit persister au-delà de ce délai.

Sensations :

- Les impacts du flash de lumière sur la peau peuvent être désagréables selon les zones traitées et selon les personnes. Ils sont similaires à celui d'un léger coup d'élastique sur la peau. La sensation de « douleur » ne doit jamais dépasser le niveau 6/10, c'est-à-dire qu'elle doit rester parfaitement supportable.

Suites immédiates :

- Immédiatement après le flash, la peau peut présenter des rougeurs ainsi qu'une sensation de chaleur qui disparaîtront après quelques heures.

Consignes après la séance :

- Dans les 5 à 10 jours suivant la séance, on pourra noter « l'éjection » naturelle des poils de la zone traitée.
- Aucun poil ne doit repousser les 2 semaines suivantes : information importante à signaler pour vérifier l'efficacité du soin. C'est le temps qu'il faut à la nouvelle structure pileuse pour se reformer.
- Eviter les expositions directes au soleil et aux rayons UV la semaine suivant la séance. En cas d'exposition indirecte, utiliser une protection solaire par écran total.

Soins locaux :

- Une crème apaisante de type ADERMA pourra être appliquée pendant les quelques jours suivant la séance.

Risques :

- Les complications telles que brûlures ou surinfections sont rares. Dans ce cas, revoir votre esthéticienne qui vous conseillera de consulter un médecin.
- Des troubles de la pigmentation (hyperpigmentation ou hypo pigmentation) peuvent survenir dans les semaines suivant la séance, dans le cas d'une brûlure du premier ou second degré. Ils sont presque toujours réversibles.

Caractéristiques générales des différents phototypes de peau :

- Type 1** : Peau très claire – yeux clairs, cheveux blonds et roux
Ne bronze pas, a toujours des coups de soleil
- Type 2** : Peau claire – yeux clairs, cheveux clairs et châtain
Bronze difficilement ou très lentement, a facilement des coups de soleil
- Type 3** : Peau légèrement mate – yeux bruns ou clairs, cheveux bruns (y compris peau asiatique)
Bronze normalement, a occasionnellement des coups de soleil
- Type 4** : Peau très mate – yeux bruns, cheveux brun foncé et noirs
Bronze facilement, a rarement des coups de soleil

- Type 5** : Peau foncée – yeux foncés, cheveux noirs
Bronze très facilement, très rarement des coups de soleil
- Type 6** : Peau noire – yeux noirs, cheveux noirs
Bronze très facilement, jamais de coup de soleil

Ne traiter que les phototypes 1 à 4 à la lumière pulsée.

Préalablement à la réalisation d'actes esthétiques, votre esthéticien(ne) doit vérifier qu'il n'existe pas de contre-indications vous interdisant certains soins. Pour cela, veuillez remplir le questionnaire préalable aux soins. Vous êtes libre de répondre ou non à ce questionnaire. Toutefois, en cas de refus de répondre, le soin pourra vous être déconseillé sauf accord écrit de votre médecin. Vous êtes également informé qu'en cas de réponses volontairement erronées, vous vous exposez à des réactions indésirables.

Notez que votre esthéticien(ne) n'est pas un professionnel de santé et n'a ni pour vocation, ni pour formation d'établir un diagnostic médical ou de vous proposer ou arrêter un traitement médical. Les informations que vous lui communiquez serviront exclusivement à prévenir une réaction indésirable ou à établir un bilan personnalisé « soins de beauté et de bien-être ».

Comme tout professionnel, votre esthéticien(ne) est soumis au secret. En cas de divulgation des informations que vous pourriez lui communiquer, il ou elle engage sa responsabilité tant pénale que civile.

Questionnaire préalable :

Avez-vous un implant actif tel que pacemaker, piles ou équivalents, défibrillateur interne ?

oui non - Si oui, nous vous déconseillons de pratiquer des séances de lampe flash

Etes-vous épileptique ?

oui non - Si oui, ces crises sont elles en rapport avec des flashes lumineux ?
 oui non - Si oui, nous vous déconseillons de pratiquer des séances de lampe flash

Avez-vous pris des médicaments, autre que contraceptif, aspirine, Paracétamol au cours des 15 derniers jours ?

oui non - Si oui, demander un certificat médical à votre médecin traitant

Avez-vous des antécédents d'herpès ?

oui non - Si oui, demander un traitement préventif à votre médecin traitant

Souffrez-vous d'une affection cutanée sur les zones à flasher (psoriasis, érythème, eczéma...) ?

oui non - Si oui, nous déconseillons de pratiquer des séances de lampe flash sur les zones concernées

Souffrez-vous d'un déséquilibre hormonal causant une pilosité excessive ?

oui non - Si oui, nous déconseillons de pratiquer des séances de lampe flash.
En cas de doute, demander un certificat médical à votre médecin traitant

Essayez-vous de concevoir ?

oui non - Si oui, nous vous déconseillons de pratiquer des séances de lampe flash

Etes-vous enceinte ?

oui non - Si oui, nous vous déconseillons de pratiquer des séances de lampe flash

Allaitiez-vous ?

oui non - Si oui, nous vous déconseillons de pratiquer des séances de lampe flash

Exposition et photosensibilité :

Appliquez vous régulièrement des lotions auto-bronzantes ? oui non
Prenez vous des activateurs de bronzage ? oui non
Vous arrive t-il d'aller en cabine UV ? oui non

Il est impératif de ne pas s'exposer au soleil ou UV, au moins 4 semaines avant et 1 semaine après la séance, et de ne pas prendre de produit photosensibilisant moins de 7 jours avant.

2. CONSENTEMENT

Institut :

Je soussigné(e),, certifie avoir informé mon client de tous les aspects concernant les soins photodépilation par lumière pulsée Eurofeedback. Les informations communiquées par le client serviront exclusivement à prévenir une réaction indésirable ou à établir un bilan personnalisé pour le soin photodépilation ou pour établir une analyse par le fabricant.

Je m'engage à vérifier avant chaque séance que le client ne présente pas de contre-indication à un soin par lumière pulsée. Je m'engage à effectuer un « flash-test » selon le protocole, sur chaque zone à flasher et avant chaque séance afin de vérifier que le paramétrage de la machine correspond bien au client.

Le « flash-test » doit montrer après un délai minimum (de 10 minutes pour le phototype 1, de 1 heure pour le phototype 2, de 3 heures pour le phototype 3 et de 12 heures pour le phototype 4) que le soin est bien supporté par la peau.

Si une réaction inhabituelle apparaît, les contre-indications devront être vérifiés, le phototype supérieur, plus foncé, devra être sélectionné, si possible, pour un nouveau flash-test. Sinon, la séance devra être reportée.

Date :

Cachet et signature :

Client :

Je soussigné(e), Mme, M..... déclare avoir répondu avec exactitude et sincérité au questionnaire ci-dessus, n'avoir rien omis de déclarer qui puisse induire en erreur mon esthéticien(ne) et avoir été informé(e) des techniques de soins photodépilation par lumière pulsée Eurofeedback, de leur efficacité, des contre-indications, du protocole mis en place en vue de satisfaire ma demande, ainsi que des risques liés à ces techniques.

Je confirme mon souhait de faire traiter ma pilosité par l'une et/ou l'autre de ces techniques et m'engage à respecter toutes les consignes qui m'ont été indiquées. Je comprends qu'il est de ma responsabilité d'informer l'opératrice de tout changement me concernant en rapport avec les contre-indications d'un soin photodépilation avant chaque séance.

Je confirme ma non-opposition à la transmission des données de traitement au fabricant pour analyse (incidents, étude, enquête de satisfaction)

D'autre part, afin de vérifier si les réglages de la machine ont été efficaces, je m'engage à confirmer à l'opératrice si les poils de la zone flashée sont bien tombés environ 1 semaine après la séance précédente et que les poils n'ont pas repoussé pendant les 2 semaines suivantes.

Date :

Signature :

Précédée de la mention Lu et Approuvé
(Parapher chaque page du document)

Fréquence de soin photodépilation selon la zone

Il est impératif d'attendre 2 semaines minimum après une repousse complète des poils avant de pratiquer une nouvelle séance.

Zone	Délai moyen entre 2 séances	Nombre de séance en moyenne en photodépilation
Barbe /Lèvre supérieure	2 mois ½	6 à 8
Aisselles / Maillot	2 mois ½	5 à 6
Torse / Dos	3 mois	6 à 8
Bras / Jambes	3 mois	6 à 8

Calendrier des soins Photodépilation

Zone :							
Séances	Date	Flash-test	Vérification contre-indications	Nb de flashes	Configuration Phototype/ poil/Mode	Observations Résultats	Soin réalisé par
Infos							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Zone :							
Séances	Date	Flash-test	Vérification Contre-indications	Nb de flashes	Configuration Phototype/ poil/Mode	Observations Résultats	Soin réalisé par
Info							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Coordonnées institut

**CONSIGNES AVANT & APRES
UN SOIN PHOTODEPILATION
PAR LUMIERE PULSEE EUROFEEDBACK**

Exemplaire à conserver par le client

Afin d'optimiser le bon déroulement et l'efficacité de votre soin, nous vous remercions d'appliquer les consignes suivantes :

- **Pas d'exposition** au soleil et aux rayons UV 4 semaines minimum avant la séance.
- **Ne pas appliquer d'huile essentielle, ne pas prendre des produits auto-bronzant, ni d'activateur de bronzage, douche auto-bronzante ou tout autre produit photosensibilisant** moins de 7 jours avant la séance.
- **Ne pas appliquer de produits à base d'agrumes** (y compris gel douche), de **produits parfumés, avec alcool**, avant le soin (y compris crème, parfum, lotion après rasage)
- En cas de traitement médicamenteux autre que paracétamol, pilule ou aspirine, demander un **certificat médical de non contre-indication** à présenter avant la séance
- Au moins 1 mois avant et pendant toute la durée du soin photodépilation, **arrêter toute épilation à la cire** ou à la pince à épiler, ne pas teindre les poils.
- Vous pouvez néanmoins **continuer à vous raser**
- Eviter toute exposition de la zone flashée au soleil et aux UV une semaine après la séance, utiliser une protection solaire par écran totale si nécessaire
- En cas de **grossesse**, suspendre les séances. Reprendre après la fin de l'**allaitement**

Compte rendu de vos séances :

Afin de vérifier si les réglages de la machine ont été efficaces, nous vous remercions de confirmer à votre esthéticienne si les poils de la zone flashée sont bien tombés 2-3 semaines après la séance et qu'aucun poil n'a repoussé pendant les 2 semaines suivantes.

Séance n°	Date	Vous n'avez quasiment plus de poil sur la zone flashée, pendant les semaines 2 à 4 suivant votre soin.
1		OUI /NON
2		OUI /NON
3		OUI /NON
4		OUI /NON
5		OUI /NON
6		OUI /NON
7		OUI /NON
8		OUI /NON
9		OUI /NON
10		OUI /NON
11		OUI /NON
12		OUI /NON

- Informer votre esthéticienne des résultats obtenus afin d'adapter les réglages lors d'une prochaine séance. Dans tous les cas, si vous le pouvez faites constater votre pilosité restante après 3 séances.
- Faites constater à votre esthéticienne tout cas de pilosité persistante 3 semaines après le soin afin d'adapter les réglages lors d'une prochaine séance.

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et conservées par l'institut esthétique concerné à des fins de preuves de votre consentement à recevoir un soin à l'IPL EUROFEEDBACK. Elles peuvent également être enregistrées et conservées pendant 10 ans, dans un fichier informatisé par la société EUROFEEDBACK (fabricant) à des fins d'analyse post marché. Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, vous disposez de droits concernant ces données, que vous pouvez exercer par courrier/par mail en vous adressant à : EUROFEEDBACK - 3 rue de l'Aubrac - Z.I Petite Montagne Sud - 91090 LISSES - FRANCE - ou dpo@eurofeedback.com. Pour plus d'information merci de consulter le site de la CNIL.